

División Dental | Porciones por producto

PRODUCTO	GR/ML	Porciones	Proporción/Cantidad/ Dosis	Aplicaciones
Ketac Molar Easy mix	Polvo 12,5 gr	73 Porciones de polvo	1P/1L	73 porciones
	Líquido 8,5ML	263 gotas de liquido	1 gota para acondicionar / una gota para mezclar con el polvo 1P/1L	
Vitremmer	Primer 2,0ml	120 gotas	1 gota	36 aplicaciones
	Líquido 2,5ml	47 gotas	1 gota	
	Polvo 5gr	36 porciones	1P / 1L	
	Finish Gloss 2ml		1 gota	
	10 Puntas dispensadoras	una punta por aplicación	1 punta por aplicación	
Vitrebond Plus	Clicker 10 gr	80 porciones	80 aplicaciones	80 aplicaciones
Vitrebond	Polvo 9gr	140 porciones	1P/1L, 1P/2L, 2P/1L	Proporción Polvo Líquido 1/1, 1/2, depende del operador y la consistencia que desee, si lo hace 1/1=150 aplicaciones
	Líquido 5,5 ml	140 gotas	1 gota por aplicación	
Rely X Temp NE	Base 30 gr	90 porciones	1 porción	90(+/-)120 cementaciones
	Catalizador 13gr		1 porción	
Ketac Cem Easy mix	polvo 30gr	90 porciones	1 cucharada	90 cementaciones
	Líquido 12ml	200gotas	2 gotas	
	Polvo 15gr	45 porciones	1 cucharada	45 cementaciones
	Líquido 6ml	100gotas	2 gotas	
RelyX Veneer	Jeringa de 3gr	20 porciones	20 cementaciones	20 cementaciones
	Jeringa de 2gr	20 porciones	20 pruebas	
RelyX U200 Automix	Automix 8.5gr	16 - 20 Cementaciones	16-20 cementaciones	16 - 20 cementaciones



YouTube

División Dental | Porciones por producto

PRODUCTO	GR/ML	Porciones	Proporción/Cantidad/Dosis	Aplicaciones
RelyX U200 Clicker™	Clicker 11gr	80 clicks	40 aplicaciones	2clicker por cementación depende del tamaño de retenedor, 40 Cementaciones
RelyX Ultimate	Clicker 4,5gr	80clicks a 20 Cementaciones	Coronas individuales anteriores, incrustaciones, puentes adhesivos,	3 - 4 clicks por aplicación
			Coronas Posteriores, puentes Adhesivos, Puentes de Maryland, incrustaciones tipo Inlay, Onlay	5 clicks por aplicación
Single Bond 2	6gr	240 gotas	240 Aplicaciones	240 aplicaciones
Single Bond Universal	5ml	200 gotas	200 Aplicaciones	200 aplicaciones
Filtek Easy Match	4 gr	40 Porciones	40 Porciones	30 restauraciones anteriores / 20 restauraciones Posteriores
Filtek Universal	4 gr	40 Porciones	40 Porciones	30 restauraciones anteriores / 20 restauraciones Posteriores
Filtek Z250XT	3gr	30 Porciones	30 Restauraciones	15 restauraciones anteriores / 15 restauraciones Posteriores
Filtek P60	4gr	40 Porciones	40 Restauraciones	20 restauraciones Posteriores
Filtek Z350XT Flow	2 jeringas de 2gr	sujeto a profundidad cavitaria y aplicación clínica	sujeto a profundidad cavitaria y aplicación clínica	18 a 30 aplicaciones por jeringa
Filtek Z350XT	4gr	40 porciones	20 a 30 Restauraciones	30 restauraciones anteriores / 20 restauraciones Posteriores
Filtek one Bulk Fill Restorative	4gr	25 Porciones	25 restauraciones	25 a 30 Restauraciones
Filtek Bulk Fill	2 Jeringas de 2gr	sujeto a profundidad cavitaria y aplicación clínica	sujeto a profundidad cavitaria y aplicación clínica	18 a 30 aplicaciones



YouTube

División Dental | Porciones por producto

PRODUCTO	GR/ML	Porciones	Proporción/Cantidad/Dosis	Aplicaciones
Express™ STD Putty Express™ Regular Body	Masilla Base	305 ml	23 Impresiones	Varia con el tipo de cubeta individual o cubeta Stock, varia con la técnica clínica seleccionada, Técnica simultanea o de doble impresión o triple arco
	Masilla Catalizador	305 ml		
	Express Light body	50 ml	12 Impresiones	
	Express Regular Body	50 ml	12 Impresiones	
Express XT	Masilla Base	250gr	15-18 porciones	Varia con el tipo de cubeta individual o cubeta Stock, varia con la técnica clínica seleccionada, Técnica simultanea o de doble impresión o triple arco
	Masilla Catalizador	250gr		
	Ligth body	50ml	12 Impresiones	
	Regular Body	50ml	12 Impresiones	
Express XT Penta Express XT Penta H	base	300ml x 2	10 - 15 Porciones	Varia con el tipo de cubeta individual o cubeta Stock
	Catalizador	60ml x 2		
	Ligth body	50ml	12porciones	
	Regular Body	50ml	12porciones	
Protemp 4	Cartucho	67gr	60 Provisionales	60 provisionales
	dispensador	10: 1		



YouTube

División Dental | Porciones por producto

PRODUCTO	GR/ML	Porciones	Proporción/Cantidad/Dosis	Aplicaciones
Clinpro Sealant frasco	Frasco de 6ml	600 aplicaciones	300 aplicaciones por frasco	300 gotas
ClinproSealant Jeringa	2 jeringas de 1,2ml c/u	140 aplicaciones	70 aplicaciones por jeringa	70 aplicaciones
Clinpro Clear Fluor Treatment	L-pop 0.50ml	Dentición temporal, Dentición Mixta, Dentición Permanente		
Clinpro XT	Clicker 10gr	80 aplicaciones	80 aplicaciones	4 a 6 superficies por aplicación
Clinpro White Varnish	Blister 0.50ml	Dentición temporal, Dentición Mixta, Dentición Permanente	0.50ml	0.50ml
Sof-lex Disc	Grano Grueso	30 discos	1 disco por aplicación	4 discos por aplicación
	Grano Mediano	30 discos	1 disco por aplicación	
	Grano Fino	30 discos	1 disco por aplicación	
	Grano Super fino	30 discos	1 disco por aplicación	
3M™ Sof-Lex™	Espiral de Pre-Pulido	5 espirales o 15 Espirales	1 Espiral por aplicación, reutilizable	1 por secuencia de prepulido
	Espiral de diamante de pulido	5 espirales o 15 Espirales	1 Espiral por aplicación, reutilizable	1 por secuencia de pulido y brillo

